

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՄԱԱՊՁԲ-9/8-3**

ք.Երևան

20.12.2019թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դիլանյանի, ով գործում է «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը:

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից:

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում:

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **91,757,586** (իննսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, 5 բանկային օրվա ընթացքում՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են

ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

¹ Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 25 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկավարամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ ՌԲ վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144129
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930048363450100
ՀՎՀՀ 02621803
տնօրեն



Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Սկզբանքի									
Չ/Հ	անվանումը	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ/	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	Մատակարարման ժամկետը
27	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծնան միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (5-0)	Մոնոկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	144	2,820	406,080	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
28	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծնան միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (4-0)	Մոնոկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	240	2,990	717,600	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
30	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծնան միջին ժամկետով 90-120 օր /հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (3-0)	Մոնոկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	120	3,050	366,000	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
32	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծնան միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ թելի հաստությունը՝ (2-0)	Մոնոկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	360	3,740	1,346,400	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
33	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծնան միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ (0)	Մոնոկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	360	2,990	1,076,400	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
35	Հյուսված ներծնկող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ 3-0	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	360	2,300	828,000	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
37	Հյուսված ներծնկող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ 4-0	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	360	2,530	910,800	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
39	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծնկող վիրաբուժական կարանյութ /ներծնան երկար տևողությամբ 180-210օր/, թելի հաստությունը՝ (4-0), հակասեպտիկ ծածկույթով	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	288	3,170	912,960	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
41	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծնկող վիրաբուժական կարանյութ /ներծնան	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	288	3,170	912,960	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.

	Երկար տևողությամբ 180-210օր/ թեյի հաստությունը՝ (4-0) հակասեպտիկ ծածկույթով											
43	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թեյի հաստությունը՝ (3-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	600	3,060	1,836,000			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
45	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թեյի հաստությունը՝ (2-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	120	3,330	399,600			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
47	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թեյի հաստությունը՝ (1) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	144	3,900	561,600			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
49	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թեյի հաստությունը՝ (0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	ՊԻԴԻԷՍ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	96	3,150	302,400			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
50	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեյի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	720	2,460	1,771,200			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
52	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեյի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	600	2,190	1,314,000			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
54	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեյի հաստությունը՝ (4-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	456	3,210	1,463,760			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
55	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեյի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	456	2,330	1,062,480			Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	
57	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեյի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	*, հատ	192	2,250	432,000			*, Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.	

58	Հյուսված սինթետիկ ներծնկող վիրաբուժական կարանյութ /ներծնան միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հարակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	288	2,320	668,160	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
59	Հյուսված սինթետիկ ներծնկող վիրաբուժական կարանյութ /ներծնան միջին տևողությամբ 56 - 70 օր/ թելի հաստությունը՝ (1) հարակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	288	2,640	760,320	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
61	Հյուսված սինթետիկ ներծնկող վիրաբուժական կարանյութ /ներծնան միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (0) հարակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Վիկրիլ Պլյուս	Ethicon	Johnson & Johnson	հատ	288	2,330	671,040	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
63	Աղապտոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքի համար	Աղապտոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքի համար	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson	հատ	9	205,000	1,845,000	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
64	Ուղղի աղբյուրիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադրամակի համար	Ուղղի աղբյուրիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադրամակի համար	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson	հատ	9	940,000	8,460,000	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
80	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson	հատ	54	403,750	21,802,500	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
81	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson	հատ	54	403,750	21,802,500	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.
82	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 14 սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	GEN 11 էլեկտրադրամակի ծայրադիր 14 սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson	հատ	54	354,219	19,127,826	Ոչ ուշ, քան 23.12.2019թ.

Ապրանքները պետք է մատակարարվեն ք. Արուսյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա:

Ապրանքների մատակարարման ժամանակ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է.

1. Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագրի (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները) պատճենը,
2. Արտադրողի միջազգային հավաստագրի /ISO, GMP, EC կամ այլ/ և/կամ/ արտադրող պետության կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճենը,
3. Տվյալ խմբաքանակի համար ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ(ներ)ը:

Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/3-ը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱՎԵՐ

2/Հ	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պրոլիգեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Թելը պատված է հակասեսայտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեսայտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեսայտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE նկատմամբ, 96 ժամ տևողությամբ ինպլանտացիայից հետո, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է Նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեսայտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեսայտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր և 30% ամրություն՝ 2 շաբաթ, չներկված թելը 50%՝ 7 օր և 20%՝ 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր: Ասեղը կոտոգիսկայանք՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական՝ կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդամների ինֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը առաքանատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի միխմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայիկոնման կամ մեխանիկական գայիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին սթեռիլիզմին մեկ շաբաթում միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստուվարաթուղջ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձկն հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը հետադարձ կտրող 16 մմ, թելի երկարությունը՝ 45 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ ամփոփված գործարանային Ն12 տուփում: Հակասեսայտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
28	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեսայտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (4-0)	Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պրոլիգեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Թելը պատված է հակասեսայտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեսայտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեսայտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է Նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեսայտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեսայտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր և 30%՝ 2 շաբաթ, չներկված թելը 50%՝ 7 օր և 20%՝ 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր: Ասեղը կոտոգիսկայանք՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն ինֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը առաքանատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի միխմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայիկոնման կամ մեխանիկական գայիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին սթեռիլիզմին մեկ շաբաթում միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստուվարաթուղջ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձկն հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական ստերիլ ամփոփված գործարանային Ն12 տուփում: Հակասեսայտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:

	անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարարային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:	
30	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր /հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (3-0)	Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված է գլխավորի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիդենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվազիոնացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիդենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրության պահպանում է 7 օր և 30%- 2 շաբաթ, չներկված թելը 50%- 7 օր և 20%- 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր: Ասեղը կոտոգիսակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաձեռնի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացնում մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միմյանց միջև տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկունման կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս համեմու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարարային N12 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
32	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ թելի հաստությունը՝ (2-0)	Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված է գլխավորի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիդենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվազիոնացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիդենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրության պահպանում է 7 օր և 30%- 2 շաբաթ, չներկված թելը 50%- 7 օր և 20%- 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր: Ասեղը կոտոգիսակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաձեռնի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացնում մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միմյանց միջև տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկունման կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս համեմու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 26 մմ, թելի

		երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը անկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
33	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով թելիհաստությունը՝ (0)	Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված է գլխավորի և Ե-կապրոլակտի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պոլիգլեկայրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզա/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվազիոնացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները ամբողջական խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր և 30%՝ 2 շաբաթ, չներկված թելը 50%՝ 7 օր և 20%՝ 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաձեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միմյանց տարբերությունը ապահովում է լավեղային գայլիկունման կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը անկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
35	Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելիհաստությունը՝ 3-0	Թել ստերիլ, վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիգլեկտին 910 (գլխավոր 90%, լակտիդ 10%), ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլխավոր, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ): Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզա/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվազիոնացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները ամբողջական խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: 6-0 և ավել հաստությամբ թելերը պահպանում են 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաձեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է, ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միմյանց տարբերությունը ապահովում է լավեղային գայլիկունման կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված

	գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:	
37	Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելիհաստությունը՝ 4-0	Թել ստերիլ, վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիզակտին 910 (գլիկոլի 90%, լակտիդի 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատ): Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>epidermidis</i>, <i>MRSA</i>, <i>MRSE</i>, 96 ժամ տևողությամբ ինակտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները ամրոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թելերը պահպանում են ամրության 75% IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտրագիական, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաբերի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է լավեղային գայլիկոնման կամ մեխանիկական գայլիկոնման մեղքով: Եզակի անհատական ասեղի փաթեթավորումը ապահովվում է և լավեղային գայլիկոնման կամ մեխանիկական գայլիկոնման մեղքով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (ալաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձկնի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սերանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ասեղի՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
39	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/, թելի հաստությունը՝ (4-0), հակասեպտիկ ծածկույթով	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիկլանտին պոլիէթերից: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i>, <i>MRSA</i>, <i>MRSE</i>, 96 ժամ տևողությամբ ինակտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները ամրոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238օր: Ասեղը կոտրագիական, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաբերի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է լավեղային գայլիկոնման մեղքով: Եզակի անհատական ասեղի փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից հետո: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (ալաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձկնի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սերանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 20մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ :

	Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում: Թեղ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիէթերից: Թեղը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինկյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիրոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիսկայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաբժեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թեղի միացումը ատրապմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թեղին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի միևնույն տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկունման գայլիկունման կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից հետո: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նյութականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 316L, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (4-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	Թեղ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիէթերից: Թեղը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինկյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիրոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիսկայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաբժեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թեղի միացումը ատրապմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թեղին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի միևնույն տարբերությունը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներդիրին կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներդիրին մեկ շաբաթից հետո: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 316L, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (3-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	Թեղ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիէթերից: Թեղը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինկյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիրոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիսկայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաբժեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թեղի միացումը ատրապմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թեղին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի միևնույն տարբերությունը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներդիրին կամ մեխանիկական գայլիկունման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներդիրին մեկ շաբաթից հետո: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ ստվարաթուղթ նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը ծակող 316L, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:

	ժապավեններ, որի վրա ֆիքսվում են հաշվում են օգտագործված ասեղները: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 26 մմ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում: Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիէթերից: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլիներկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջալիս ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինկյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անհունային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստությամբ համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը՝ 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիակայուն, բարձր ամրության, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միևնույն տարբերությունը ապահովվում է լազերային գալիկոնման կամ մեխանիկական գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից մինչև մի քանի ամիս: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար չի նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հակասեպտիկ ծածկույթով 45	
Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (1) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով 47	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիէթերից: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլիներկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջալիս ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինկյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անհունային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստությամբ համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը՝ 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիակայուն, բարձր ամրության, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծը միևնույն տարբերությունը ապահովվում է լազերային գալիկոնման կամ մեխանիկական գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից մինչև մի քանի ամիս: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար չի նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:

49	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210cm/ թելի հաստությունը՝ (0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը՝ 90 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում: Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիօկսանոնի պոլիէթերից: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիֆեմային ակտիվություն և ապիրոգեն են: 3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ, 70%՝ 4 շաբաթ, 60%՝ 6 շաբաթ, 4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ, 40%՝ 4 շաբաթ, 35%՝ 6 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոտոգիսակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրծնյի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի շտրիկը նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին կամ մետանիկական գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթ միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի զնայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի իջողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը՝ 150 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ ամփոփված գործարանային N24 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
50	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 cm/ թելի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլի 90%, լակտիդի 10%) ծածկույթով, որը ինշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատ): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիֆեմային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինյանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիֆեմային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտոգիսակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրծնյի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 անգամ, որի վրա է միացման մասի սկզբում, որի շտրիկը նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծի միջինալ տարբերությունը ապահովում է լավ երախին գալիկոնման կամ մետանիկական գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում

	հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթվա միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թեղը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թեղի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծնկի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թեղի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակության տուփից հանելուց և ստեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող՝ 22մմ, թեղի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անխիտիված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը ասկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
52	Հյուսված սինթետիկ ներծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեղի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ ծածկույթով Թեղի ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիդակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թեղի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կայուն մի ստեղծարար): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թեղը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թեղը պատված է հակամեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլորան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թեղը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անխիտիված խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թեղը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտորակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72.8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3.2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաճեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թեղի միացումը ատրակմանտիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թեղին միացնում մատման 1,15 ասեղի տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թեղի տրամագիծի միջինմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գալիկոնման կամ մեխանիկական գալիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթվա միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թեղը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թեղի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծնկի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թեղի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակության տուփից հանելուց և ստեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 26մմ, թեղի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անխիտիված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը ասկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
54	Հյուսված սինթետիկ ներծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թեղի հաստությունը՝ (4-0) հաբակտերիալ կամ հակամեպտիկ ծածկույթով Թեղի ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիդակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թեղի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կայուն մի ստեղծարար): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թեղը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թեղը պատված է հակամեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլորան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թեղը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անխիտիված խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թեղը պահպանում են 75% ամրությունը 75% IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտորակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72.8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3.2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդրաճեղի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թեղի

	միացումը ատրավմատիկ աստիճան աճում է , աստիճան տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 աստիճան տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան աստիճանի անցնելու ժամանակ: Աստիճանի և թելի տրամագծի միջինը տարբերությունը ապահովվում է լազերային գալիկոնման կամ մեխանիկական գալիկոնման մեթոդով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնել ներքին ներդիրին մեկ շաբաթան միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծևր հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև աստիճանի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և աստիճանի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 22ՆՄ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական տերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայություն մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
55	Հյուսված փնթեստիկ ներծակող վիրաբուժական կարանյութ /ներծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով Թել ստերիլ վիրաբուժական փնթեստիկ ներծակող, հյուսված պատրաստված է պոլիլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլորան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անխնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթի, ամբողջությամբ ներծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտոգիակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շիտուր հյուսվածքների և աստիճանի միջև: Աստիճանի կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձիչ դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է աստիճանի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ աստիճան աճում է , աստիճան տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 աստիճան տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան աստիճանի անցնելու ժամանակ: Աստիճանի և թելի տրամագծի միջինը տարբերությունը ապահովվում է լազերային գալիկոնման կամ մեխանիկական գալիկոնման մեթոդով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծևր հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև աստիճանի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և աստիճանի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 26 մՄ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական տերիլ՝ ամփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայություն մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման վրա և օգտագործման հրահանգում:
57	Հյուսված փնթեստիկ ներծակող վիրաբուժական կարանյութ /ներծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով Թել ստերիլ վիրաբուժական փնթեստիկ ներծակող, հյուսված պատրաստված է պոլիլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլորան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անխնային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթի, ամբողջությամբ ներծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոտոգիակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝

	համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝10%, մոլիբդեն՝3,2%, տիտան՝ և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաճեղքի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm , որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մատուցում 1,15 ասեղի տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը ապահովվում է լազերային գալիլիոնման կամ մեխանիկական գալիլիոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նոյնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 31ՆՄ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման մասին հրահանգում:
58	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հարակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլայկոնի 910 (գլիկոլի 90%, լակտիդի 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլի, լակտիդի և կայցիումի ստեարատ)։ Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են։ Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար։ Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում : Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզոլ/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինակտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը ապահովում է անկտանգ օգտագործում ուրելի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անհրաժեշտ խմբերի առկայության դեպքում։ Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են։ Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր։ Ասեղը կոտորակայուն, բարձր ամրության, համաձուլվածքը ունի հետևյալ մետաղական կազմը՝ համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝10%, մոլիբդեն՝3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անոթաճեղքի դեֆորմացիայի 4,6 H/cm , որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մատուցում 1,15 ասեղի տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծի միևնույն փաթեթավորումը ապահովվում է լազերային գալիլիոնման կամ մեխանիկական գալիլիոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նոյնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 36 մմ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անփոփված գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման մասին հրահանգում:
59	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական-կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56 - 70 օր/ թելի հաստությունը՝ (1) հարակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլայկոնի 90%, լակտիդի 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլի, լակտիդի և կայցիումի ստեարատ)։ Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են։ Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար։ Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերջային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզոլ/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինակտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է

	եշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիրանային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթի ամրողությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոռոզիային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm , որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին աճող է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 ասեղի տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծի միմյանայ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայիկոնման կամ մեխանիկական գայիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ասեղի փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից անց: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծկի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի վիրահատական սեղանի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը՝ 70սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անմիջական գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման կրահանգում:
61	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 օր/ թելի հաստությունը՝ (0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ 10%) ծածկույթով, որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ): Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը ներկված է մանուշակագույն գույնի՝ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: Թելը պատված է հակասեպտիկ ծածկույթով, ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն, որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը /տրիկլոզան/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, 96 ժամ տևողությամբ ինվազիան առաջացնող հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է եշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չի կորցնում իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիրանային խմբերի առկայության դեպքում: Օգտագործվող նյութերը չունեն անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելերը պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50%՝ 3 շաբաթ, 25%՝ 4 շաբաթի ամրողությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Ասեղը կոռոզիային հարաբերակցությամբ՝ երկաթ՝ 72,8%, քրոմ՝ 12%, նիկել՝ 10%, մոլիբդեն՝ 3,2%, տիտան և տանտալ՝ 2%: Համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ 4,6 H/cm, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին աճող է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում 1,15 ասեղի տրամագիծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագիծի միմյանայ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայիկոնման կամ մեխանիկական գայիկոնման մեթոդով: Եզակի անհատական ասեղի փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շաբաթից անց: Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը (պլաստիկ նյութ կամ սովորաբար նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ծկի հիշողություն" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի վիրահատական սեղանի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ասեղի վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով: Ասեղը ծակող 36 մմ, թելի-երկարությունը՝ 70 սմ: Փաթեթավորումը անհատական ստերիլ՝ անմիջական գործարանային N36 տուփում: Հակասեպտիկ ծածկույթի առկայության մասին գրառումը առկա է փաթեթավորման կրահանգում:
63	Աղապատոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիչի համար Աղապատոր- նախատեսված ուլտրաձայնային գործիչների եվ Հարմոնիկ/Գեն 04 -ի հետ համատեղելի / ծայրադիրները G11 գեներատորին ձեռքի բռնակի միջոցով միացնելու համար: Աղապատոր ունի ֆիքսման մեխանիզմ-ապահովված է հատուկ մետաղական լարով գեներատորին ամրանալու համար, որի միջոցով կանխվում է նրա կորուստը: Ապահովված է մագնիսական տվիչով, որը հնարավորություն է տալիս արագատորը

64	Ուղքի աղբերիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադաշնակի համար	ԳՆԻՉԻ ՖԻՐԵՍԵԼ ԲԱԳԱՅԻՆ ԲՈՐԻՔ ԸՆԴԿՐՈՒՄ: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ:
80	GEN 11 էլեկտրադաշնակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ծայրադիր քիպոյար կոագուլացիայի և դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Տողունի երկարությունը 35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Տողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Արտիկուլացիան ակտիվ է 110 աստիճան ներառյալ, որը հեշտացնում է հյուսվածքների հասանելիությունը ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս գործիքը տեղակայել տարբեր անկյան տակ հյուսվածքների և անոթների վրա: Բրանշերի երկարությունը 19 մմ, ձևը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրակմանոթիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սերմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ռուքի սերմակի միջոցով: Տողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100C աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կարմր և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը բրանշերի աղբերման բռնակի ներքին մակերեսի, ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ծայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դաշնակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ դադարեցում/ անօդային մեկ բրանշի վրա կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման և մատակարարվում է ստերիլ:
81	GEN 11 էլեկտրադաշնակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ծայրադիր քիպոյար կոագուլացիայի և դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Տողունի երկարությունը 25 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Տողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրակմանոթիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սերմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ռուքի սերմակի միջոցով: Տողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100C աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կարմր և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլացիայի հատումը: Բրանշերի աղբերման ատրոմանակային բռնակ: Առկա են ռեոդին ներդիրներ բրանշերի աղբերման բռնակի ներքին մակերեսի, ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ծայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դաշնակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ անօդային մեկ բրանշի վրա կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման և մատակարարվում է ստերիլ:

		կրագույլացիայի/առանց կրագույլացիոն ցիկի ավտոմատ դարպեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կրագույլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման և մատակարարվում է ստերիլ:
82	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 14 սմ բաց և լապտոպային վիրահատությունների համար	Ծայրադիր բիպոլյար կրագույլացիայի և դիսանկցիայի համար, որը նաև կրագույլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 14 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պատման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պատվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը՝ թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրակնատիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սերմնակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սերմնակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100C աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կրագույլացիայի հատումը: Բրանշերի առերևույթ ատրանտան աշխատանքի ժամանակ: Առկա է ներդիրներ բրանշերի առերևույթ բռնակի և հյուսվածքների մակերեսի, ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ավելացմանը: Զգայական և ծայնային ինդիկացիա կրագույլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կրագույլացիոն ցիկի ավտոմատ դարպեցում/ այնպես էլ ձեռքի կրագույլացիայի/առանց կրագույլացիոն ցիկի ավտոմատ դարպեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կրագույլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման և մատակարարվում է ստերիլ:

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ

տնօրեն



Ա. ԴԻՄԻՏՅԱՆ

Ա. ԴԻՄԻՏՅԱՆ

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի		Անվանումը		Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝	Ընդամենը
2/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	CPV անվանումը	Անվանումը		
27	33141121/227	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (5-0)	406,080	406,080
28	33141121/228	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (4-0)	717,600	717,600
30	33141121/230	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր /հակասեպտիկ ծածկույթով, թելի հաստությունը՝ (3-0)	366,000	366,000
32	33141121/232	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ թելի հաստությունը՝ (2-0)	1,346,400	1,346,400
33	33141121/233	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-120 օր/ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ (0)	1,076,400	1,076,400
35	33141121/235	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ 3-0	828,000	828,000
37	33141121/237	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակասեպտիկ ծածկույթով թելի հաստությունը՝ 4-0	910,800	910,800
39	33141121/239	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/, թելի հաստությունը՝ (4-0), հակասեպտիկ ծածկույթով	912,960	912,960
41	33141121/241	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (4-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	912,960	912,960
43	33141121/243	թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (3-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	1,836,000	1,836,000
45	33141121/255	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հակասեպտիկ ծածկույթով	399,600	399,600
47	33141121/247	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ թելի հաստությունը՝ (1) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	561,600	561,600


49	33141121/250	վիրաբուժական թելեր	Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210սմ/ թելի հաստությունը՝ (0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	302,400	302,400
50	33141121/251	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	1,771,200	1,771,200
52	33141121/253	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (3-0) հաբակտերիալ ծածկույթով	1,314,000	1,314,000
54	33141121/256	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (4-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	1,463,760	1,463,760
55	33141121/257	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	1,062,480	1,062,480
57	33141121/259	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	432,000	432,000
58	33141121/260	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (2-0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	668,160	668,160
59	33141121/261	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56 - 70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (1) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	760,320	760,320
61	33141121/263	վիրաբուժական թելեր	Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 56-70 սմ/ թելի հաստությունը՝ (0) հաբակտերիալ կամ հակասեպտիկ ծածկույթով	671,040	671,040
63	33161120/86	վիրաբուժական գործիքներ	Ալյապտոր նախատեսված ուղործանային գործիքի համար	1,845,000	1,845,000
64	33161120/87	վիրաբուժական գործիքներ	Ուղքի աղբերիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի համար	8,460,000	8,460,000
80	33161120/83	վիրաբուժական գործիքներ	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրափոր 35սմ բաց և լայնորակալի վիրահատությունների համար	21,802,500	21,802,500
81	33161120/84	վիրաբուժական գործիքներ	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրափոր 25սմ բաց և լայնորակալի վիրահատությունների համար	21,802,500	21,802,500
82	33161120/85	վիրաբուժական գործիքներ	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրափոր 14 սմ բաց և լայնորակալի վիրահատությունների համար	19,127,826	19,127,826

ԳԼԽՈՐ

ՎԱՃԱՌՈՐ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ինտերմեդիա» ՍՊԸ
տնօրեն



Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն